



## EASYCOV

### TEST SALIVAIRE RAPIDE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

#### Objectifs

SkillCell et Sys2Diag/CNRS, s'appuyant sur leurs acquis technologiques et leurs moyens, ont développé **un test salivaire rapide et fiable, dénommé EasyCOV dédié à la lutte contre la pandémie de Covid-19.**

#### Applications

- Établissements médico-sociaux
- Laboratoires
- Entreprises
- Transports (terrestres, aériens, et maritimes)
- Événementiel

#### Fonctionnalités

##### FIABLE

- Une sensibilité de 86%
- Une spécificité de 99%
- Efficace sur les variants

##### SIMPLE & INDOLORE

- Une détection du virus fondée sur l'analyse de la salive
- Une mise en œuvre simple et guidée avec la machine EasyVID
- Une utilisation aisée n'imposant pas le passage en laboratoire médical

##### TERRAIN

- Nécessite des consommables prêts à l'emploi et jetables
- Avec la machine EasyVID, le test EasyCOV est réalisable en milieu opérationnel (Aéroports, Gares, Structures sportives, EHPAD...)

##### RAPIDE

- Résultat du test en 40 minutes
- Une lecture visuelle immédiate du résultat par reconnaissance de couleur.



FIABLE



SIMPLE ET  
INDOLORE



RAPIDE



TERRAIN

## Spécifications

### KIT EASYCOV



**Pipettes Pasteur**  
Prélèvement



**Capillaires**  
Transfert entre les tubes



**Etalon colorimétrique**



**Tubes ambrés**  
Prétraitement



**Tubes transparents**  
Amplification



**Tubes rouges**  
Révélateur coloré

### CONTENU DU KIT

Pipettes Pasteur	35
Capillaires	70
Poires de prélèvement	2
Tubes ambrés	35
Tubes transparents	35
Tubes rouges contenant le révélateur	2
Etalon colorimétrique	1

### CONDITION DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

4°C	Jusqu'à 3 semaines
- 20°C	Jusqu'à 7 mois (voir date indiquée sur les kits)